



Paziente di 30 anni, giunge per controllo di screening

Acquisizione 3D di volume uterino: scansione coronale e configurazione TUI con slice di 0.5mm

I:WT = 125% ; *Indentation angle* = 85° ; *Indentation depth* = 18 mm




Come si classifica questo utero secondo ESRHE/ESGE ?

1. Utero setto
2. Utero normale
3. Utero arcuato
4. Utero bicornue

Paziente di 30 anni, giunge per controllo di screening.

Immagine isteroscopica di Utero setto.

La paziente ha eseguito resezione isteroscopica del setto .



Come si classifica questo utero secondo ESRHE/ESGE ?

1. **Utero setto**
2. Utero normale
3. Utero arcuato
4. Utero bicorni